

Reanibex 500

Defibrillator Monitor
Desfibrilador Monitor
Défibrillateur Monitor



FEATURES

- Manual and Automated External Biphasic Defibrillator up to 360 Joules.
- Lightweight equipment with monitoring capabilities.
- Rugged and compact for easy use in any environment.
- Large colour display 5,7".
- Friendly and very intuitive to use.
- Universal AED algorithm for adult and paediatric patients.
- Synchronized Cardioversion.
- 3-lead patient cable.
- Pulsioxymetry Masimo SET technology (optional).
- Monitor (IEC 60601-2-27).
- Automatic daily selftest ensures the device continual readiness.
- CPR guidance according to international protocols.
- Non invasive pacing (optional).
- USB connection.
- Two battery types: non rechargeable and rechargeable.

CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilador Bifásico Manual y Automatizado hasta 360 Julios.
- Equipo ligero con capacidad de monitoreo.
- Robusto y compacto para un uso fácil en cualquier entorno.
- Amplia pantalla color de 5,7".
- Uso amigable y muy intuitivo.
- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- Cardioversión sincronizada.
- Cable de paciente de 3 latiguillos.
- Pulsioximetría con tecnología Masimo SET (opcional).
- Monitor (IEC 60601-2-27).
- Chequeo diario para asegurar la disponibilidad del equipo.
- Ayuda a la RCP conforme a los protocolos internacionales.
- Marcapasos no invasivo (opcional).
- Conexión USB.
- Dos tipos de baterías: No recargable y recargable.

CARACTÉRISTIQUES

- Défibrillateur Manuel et Automatisé avec Technologie bi-phasique jusqu'à 360 joules.
- Équipement léger avec des capacités de monitoring.
- Robuste et compact à l'usage dans toutes sortes d'ambiances.
- Grand écran couleur 5,7".
- Amicale et d'utilisation intuitive.
- Algorithme DEA universel pour patients adultes et pédiatriques.
- Cardioversion synchronisée.
- Câble de patient à 3 brins.
- Pulsioximétrie Masimo SET technologie (optionnelle).
- Moniteur (IEC 60601-2-27).
- Autotest automatique quotidienne assure la disponibilité continue du dispositif.
- RCP aide selon protocoles internationaux.
- Stimulateur cardiaque non invasive (optionnelle).
- Connexion USB.
- Deux types de batteries: Non rechargeable et rechargeable.



01
 USB connection to a PC, to a USB Memory Stick or to Communication modules.
 Conexión USB a PC, a una memoria USB o a los módulos de comunicación.
 Connexion USB à PC, à une mémoire USB ou à des modules de communication.

02
 Status indicator. Always visible, even with the equipment switched off and without any supply.
 Indicador de estado. Siempre visible, incluso con el equipo apagado y sin alimentación.
 Indicateur d'état. Toujours visible, même avec l'équipement hors tension et sans alimentation.



03
 Ambulance bracket EN 1789 certified.
 Soporte para Ambulancia certificado EN 1789.
 Support d'Ambulance certifié EN 1789.



04
 3-leadwire patient cable.
 Cable de paciente de 3 latiguillos.
 Câble de patient à 3 brins.



05
 Large Colour Screen (5,7") organised by functional areas.
 Amplia Pantalla (5,7") en color organizada por zonas funcionales.
 Écran couleur (5,7") organisé par zones fonctionelles.



ACCESSORIES
· Carrying case.
· Ambulance bracket (EN 1789) certified.
· 3-leadwire patient cable.
· Adult multifunction electrodes.
· Pediatrics multifunction electrodes.
· REANIBEX Data Manager. PC Software for managing the information recorded by the device.

ACCESORIOS
· Bolsa de transporte.
· Soporte para ambulancia certificado en (EN1789).
· Cable de paciente de 3 latiguillos.
· Electrodo multifunción para adultos.
· Electrodo multifunción pediátricos.
· REANIBEX Data Manager. Aplicación Software para gestión de todos los datos registrados por el equipo.

ACCESOIRES
· Sacoche de transport.
· Support d'Ambulance certifié (EN 1789).
· Câble de patient à 3 brins.
· Électrodes multifonction pour adultes.
· Électrodes multifonction pédiatriques.
· REANIBEX Data Manager. Application logicielle PC pour la gestion de toutes les données enregistrées par l'appareil.

OPTIONS
01 Non-invasive pacing.
02 Pulse oximeter. MasimoSET™
03 Rechargeable battery.
04 Non rechargeable battery.

OPCIONES
01 Marcapasos no invasivo.
02 Pulsioxímetro. MasimoSET™
03 Batería Recargable.
04 Batería no recargable.

OPTIONS
01 Stimulateur cardiaque non invasive.
02 Oxymétrie. MasimoSET™
03 Batterie rechargeable.
04 Batterie non rechargeable.